

# MASCHERINA PROTETTIVA – TUTORIAL

## INFORMAZIONI UTILI

- **LE MASCHERINE COSI' REALIZZATE HANNO LO SCOPO DI EVITARE CHE LE GOCCIOLINE DI SALIVA E DEL NOSTRO NASO, SI DISPERDANO NELL'AMBIENTE E IN PARTICOLARE CHE ENTRINO IN CONTATTO CON ALTRE PERSONE, RISCHIANDO DI INFETTARLE.**
- UTILIZZARE TESSUTO DI COTONE A TRAMA FITTA (IN TRASPARENZA NON SI DEVONO VEDERE I FILI DEL TESSUTO)
- IN MANCANZA DI TESSUTI NUOVI, POSSONO ESSERE RICICLATI A QUESTO SCOPO TESSUTI USATI COME VECCHIE CAMICE, VESTITI ESTIVI, FEDERE, LENZUOLA (IN QUESTO CASO UTILIZZARE LA PARTE ESTERNA MENO USURATA), TUTTI NE ABBIAMO IN CASA
- LA MASCHERINA PUO' ESSERE CUCITA A MANO OPPURE CON LA MACCHINA DA CUCIRE, PER CHI CE L'HA
- LA MASCHERINA UNA VOLTA REALIZZATA DEVE ESSERE **SANIFICATA** IMMERGENDOLA IN ACQUA FREDDA CON AGGIUNTA DI VARICHINA (1 BICCHIERINO DI VARICHINA E 9 DI ACQUA) PER 20 MINUTI QUANDO E' ASCIUTTA PUO' ESSERE INDOSSATA

# 1° PASSO – TAGLIARE UN RETTANGOLO DI 22X37 CM



## 2° PASSO – CUCIRE UN PICCOLO BORDO DA ENTRAMBI I LATI



3° PASSO – RIPIEGARE IL TESSUTO SU SE STESSO A CIRCA 14 CM E RIPIEGARE ANCHE LA PARTE RESTANTE



4° PASSO – POSIZIONARE UN ELASTICO RIPIEGARE SOPRA IL TESSUTO E CUCIRE FINO IN FONDO CON PUNTI FITTI E RESISTENTI A MANO O A MACCHINA  
Se non avete un elastico potete creare la coulisse e dopo passare al suo interno un mastro, una fettuccia, un filo da arrostato ecc.



5° PASSO – LA TASCA CREATA è UTILE PER INSERIRE DELLA CARTA FORNO ALL'INTERNO CHE ISOLA ULTERIORMENTE





## AVVERTENZA

- LA MASCHERINA, UNA VOLTA REALIZZATA DEVE ESSERE **SANIFICATA** IMMERGENDOLA IN ACQUA FREDDA CON AGGIUNTA DI VARECHINA (1 BICCHIERINO DI VARECHINA E 9 DI ACQUA) PER 20 MINUTI QUANDO E' ASCIUTTA PUO' ESSERE INDOSSATA
- LA MASCHERINA VA **SANIFICATA** **OGNI GIORNO** SE SI INDOSSA TUTTA LA GIORNATA E **OGNI 2 GIORNI** SE SI INDOSSA PER QUALCHE ORA
- **OGNI GIORNO** SOSTITUIRE LA CARTA FORNO CONTENUTA NELLA TASCA